

Gelbe Tonne

Medizinische Abfälle, die aufgrund einer Verletzungsgefahr („schneidende“ Abfälle z.B. Glas) bzw. aufgrund eines möglichen Austretens von Flüssigkeiten nicht im orangen Sack gesammelt werden können.

Ö-Norm S2104:2020
97104

- Abfälle, die nur innerhalb des medizinischen Bereiches eine Infektion darstellen können, jedoch nicht wie gefährliche Abfälle behandelt werden
- Abfälle aus dem medizinischen und klinischen Bereich, die nicht mit infektiösem, kontaminiertem Material behaftet sind

ADR/UN: *kein Gefahrgut*

Beschriftung: KEINE

Medizinischer Abfallbehälter, gelb 30l oder 60l, dauerhaft verschließbar

GHS-Piktogramme:



✓ geeignet für nicht biologisch infektiöses Material wie:

- Einmalartikel, Blutbehälter, Infusionsbesteck (ohne Dorn), Spritzen und Katheder
- saugendes Material mit hohem Flüssigkeitsanteil (tropfende oder auslaufende Wundverbände, Tücher)
- Glasobjektträger mit fixiertem/gefärbtem Gewebe (Kryoschnitte)
- Material mit Verletzungs- oder Bruchgefahr z.B. Blutröhrchen mit Blutresten („schneidendes Material“)
- Spritzen (z.B. BAL, TBS), Kapillaren, leere Reagenzfläschchen, Glasbruch (z.B. Blutröhrchen, Pipetten)
- in Formol eingelegte Gewebereste
- Ethidiumbromid- und Polyacrylamid-Gele sowie desinfizierte und autoklavierte Abfälle (auch autoklavierte GVO's) mit schneidendem Material (z.B. Glas, Spritzen, Pipetten, usw.)
- Ampullen und Durchstechflaschen sowie Arzneimittelreste (Anbrüche)
- „brennbare“ Datenträger (CD, USB-Stick, Disketten, o.ä.) mit Daten entsprechend der DSGVO

⊘ nicht zu verwenden für:

- Risikomaterial/mit biologischen infektiösen Erregern behaftete/s Material oder Reste → schwarze Tonne
- infektiöse mikrobiologische Kulturen → schwarze Tonne
- Skalpelle, Lanzetten, Dorn und Kanülen → Nadelbox
- flüssige Chemikalienreste → Abholung von fl. Abfall/Chemikalien-Altbestand
- Tierkadaver → Pathologie
- „weiches“ Material, Gewebereste, Wundverband, Tupfer, Handschuhe, usw. → oranger Sack
- ungefährliche Abfälle wie normaler Restmüll, Papier und Plastik → entsprechende Fraktionen

⚠ Hinweise:

Zwei verschiedene Varianten der Deckel möglich: Einfacher Deckel oder Deckel mit integriertem Drehverschluß. Der Behälter ist bruchfest und dauerhaft verschließbar. Keine weiteren Beschriftungen notwendig! Es gibt keine Gewichtsbeschränkung, jedoch sind diese bis zu einem „tragbaren Bereich (max. 35kg)“ zu befüllen. Auf das Einrasten ALLER Sicherheitshalterungen ist unbedingt zu achten. Nach dem endgültigem Verschließen dürfen keine äußerlichen Verunreinigungen aufscheinen oder die Tonne ist umgehend reinigen und zu desinfizieren.

ACHTUNG: Verschlossene Tonnen können NICHT mehr geöffnet werden!

🗨 Bestellung/Abholung

Die Bestellung der Leerbehälter und der Abholung wird über das VeTicket-System beauftragt und vom Campus Service durchgeführt. Bei Fragen und Informationen wenden sie sich bitte an den Abfall- und Gefahrgutbeauftragte Alexander Moravec, DW 6701.